

甲酸水溶液(10%)

摘要

中速脱钙液

产品介绍

中速脱钙液对组织损伤轻微

产品简介:

在组织切片过程中,一些组织内含有骨质或钙化灶时,含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同,较难切出完整的切片。对含钙组织建议固定之后,再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。

10%甲酸水溶液是可用于脱钙,但是该法脱钙速度太慢,不适合密皮质骨的脱钙,不适合常规标本脱钙使用,脱钙后需要硫酸钠溶液进行碱处理。