

碱性磷酸酶-PAS 联合染色液

摘要

碱性磷酸酶染色与过碘酸雪夫试剂合用,同时显色碱性磷酸酶和 PAS 阳性物质。

产品介绍

碱性磷酸酶染色与过碘酸雪夫试剂合用,同时显色碱性磷酸酶和 PAS 阳性物质。适用于冰冻切片、石蜡切片,碱性磷酸酶活性部位呈黑色,PAS 阳性物质呈紫红色。染色过程中注意控制过碘酸处理的时间,否则容易褪色。