

细胞凋亡-Hoechst 染色试剂盒

摘要

快速简便的细胞凋亡检测快速简便的细胞凋亡检测由固定液、染色液、荧光封片剂组成,贴壁细胞,适用于悬浮细胞和组织切片。

产品介绍

细胞凋亡-Hoechst 染色试剂盒

产品简介:

细胞凋亡-Hoechst 染色试剂盒(Hoechst Staining Kit)是一种采用经典的 Hoechst33258 进行细胞凋亡检测的快速简便的试剂盒。当细胞发生凋亡时,染色质会固缩, Hoechst33258 染色后在荧光显微镜下观察,正常细胞的细胞核呈正常的蓝色,而凋亡细胞的细胞核会呈致密浓染,或呈碎块状致密浓染,颜色有些发白。

Hoechst Staining Kit 经常用于培养的贴壁或悬浮细胞以及组织切片的细胞凋亡检测。该试剂盒检测细胞含量范围一般为 $0.1 \sim 1 \times 10^6$ 之间。