

Earles 平衡盐溶液(1×EBSS,无钙镁糖酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Earles 平衡盐溶液(1×EBSS,无钙镁糖酚红)	JLC3106	500ml	78	4℃

操作步骤:

无需配制, 直接使用。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Earles 平衡盐溶液(1×EBSS,无钙镁糖酚红)由于不含钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经过滤除菌。

有效期: 6 个月有效。