

## Earles 平衡盐粉剂(1×EBSS,无钙镁糖酚红)

**操作步骤:**

取 1 份 Earles 平衡盐粉剂(1×EBSS,无钙镁糖酚红), 溶解于 1L 去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。  
如需无菌, 可以进行高压灭菌或过滤除菌。

**注意事项:**

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Earles 平衡盐粉剂 (1×EBSS,无钙镁糖酚红)由于不含钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生的沉淀较多应弃用。

**有效期:** 24 个月有效。