

## 台氏液(Tyrodes Solution)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
台氏液(Tyrodes Solution)	JLC3186	500ml	120	4℃

**操作步骤:**

根据实验具体要求, 保存或清洗离体组织。

**注意事项:**

由于 Tyrodes Solution 含钙离子, 容易产生沉淀。如果产生少许沉淀, 可以加热溶解或过滤后使用, 产生大量沉淀应弃用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 3个月有效。