

## Spinner 盐溶液(10×,含酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Spinner 盐溶液(10×,含酚红)	JLC3132	500ml	220	4℃

**操作步骤:**

该试剂为 10×浓缩液，使用之前应稀释到 1×。

**注意事项:**

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

Spinner 盐溶液(1×,含酚红)不含钙离子，不易产生沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生较多沉淀应弃用。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 3 个月有效。