

## 乳酸脱氢酶染色液(四唑盐法)

摘要

乳酸脱氢酶染色

产品介绍

乳酸脱氢酶染色主要由四氮唑蓝孵育液、阴性对照组成。染色后酶活性部位呈蓝紫色沉淀。

乙酰胆碱酯酶染色液(铅铜硫胆碱法)染色原理是乙酰胆碱酯酶水解碘化乙酰硫代胆碱，释放乙酸和硫代胆碱，磷酸盐与铅离子形成磷酸铅沉淀，再被  $S^{2-}$  置换，形成硫化铅沉淀。其优点是操作简便、酯酶的扩散较少