

HEPES 溶液(1mol/L,pH7.0)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 溶液(1mol/L,pH7.0)	JLC3115	100ml	220.00	-20℃

操作步骤:

根据具体实验要求操作。

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。高浓度 HEPES 对某些细胞可能有一定毒性。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。4℃储存有效期为2个月。